

夢が聞こえる！ 未来が聞こえる！

New

高度重度難聴用 スーパーパワー型補聴器
オーティコン・サファリSP
Oticon | Safari SP



child
friendly
hearing
care

oticon
PEOPLE FIRST

お母さん。音にも、声にも、
個性があるんだね。



New 高度重度難聴用 スーパーパワー型補聴器
オーティコン・サファリSP
Oticon | Safari SP



多くの体験をとおして成長をしていく子ども達に本物の音を届けたい。オーティコン・サファリSPは、人生で最も大切な時期である乳児～10代の子ども達に、より繊細で自然な素晴らしい音をあますことなく届けることを主眼に開発された高度重度難聴用のスーパーパワー型補聴器です。

また、コネクタライン(ワイヤレスシステム)はテレビや電話、オーディオなどの外部機器から音声情報を直接補聴器に届けることで騒音に影響されず、よりクリアな音を便利に楽しむことができます。

高速信号処理チップRISE2搭載

プレミアムクラスと同等の高速信号処理チップを搭載しているので瞬時により適切な聞こえを届けます。

スピーチガード

音声情報をより正確に伝えるので、より楽に会話を聞き取ることができます。騒音の中やいくつかの会話が聞こえてくる難しい状況に、より適応する機能です。

両耳同期

一方のプログラムを操作すると連動して反対側の補聴器の調整ができます。

両耳ワイヤレス機能

指向性機能や騒音抑制機能が環境に合わせて両耳間で連携して働くので変化の激しい音環境でも両耳により調和のとれた音を届けます。また、両耳ダイナミック・ハウリング・キャンセラー 2によって、よりの確にハウリングを抑制し、楽器の音などをより快適に聞くことができます。

LEDライト

本体背面のLEDライトで、保護者や先生が電源状態、作動しているプログラムなどをひと目で確認できます。


軽くて丈夫、カンタン操作

シェルはナノコーティングで、湿気や汗などにも強く、内部部品も湿気から保護するために何層ものシーリングが施されています。また、プログラムもボタンひとつで簡単に設定・操作することができます。

機能一覧

| 主な機能 | サファリ 900SP | サファリ 600SP | サファリ 300SP |
|--|-------------|-------------|--------------|
| RISE2 | ○ | ○ | ○ |
| 周波数帯域 | 6.5 kHz | 6.5 kHz | 6.5 kHz |
| チャンネル数 | 9 | 8 | 6 |
| 適合範囲 (dBHL) | 110 まで | 110 まで | 110 まで |
| 最大音響利得 (dB) | 1600Hz | 73 | 73 |
| | ピーク | 82 | 82 |
| 最大出力音圧 ^{OSPL90} (ピークdB SPL) | 143 | 143 | 143 |
| 誘導コイル感度 ^{1mA/m} (1600Hz) (dB SPL) | 105 | 105 | 105 |
| スピーチガード | ○ | ○ | × |
| 音空間ノイズマネジメント | ○ | × | × |
| 両耳ダイナミック・ハウリング・キャンセラー2 | ○ | ○ | ○ |
| 両耳バランス (指向性機能、騒音抑制機能) | ○ | × | × |
| 両耳同期 (プッシュボタン) | ○ | ○ | ○ |
| 環境適応型指向性 | マルチバンド/3モード | マルチバンド/3モード | シングルバンド/2モード |
| 騒音抑制機能 | トライステート | トライステート | モジュレーション |
| 音楽プログラム | ○ | × | × |
| LED ライト表示 | ○ | ○ | ○ |
| ストリーマー (オプション) | ○ | ○ | ○ |
| コネクタライン対応 | ○ | ○ | ○ |
| パワーベース | ○ | × | × |
| ワイドミュージック機能 | ○ | × | × |
| DAI 外部入力端子 | ○ | ○ | ○ |
| FM システム対応 (専用受信機アミーゴR12) | ○ | ○ | ○ |
| 電池サイズ | 13 | 13 | 13 |
| 電池寿命 | 186 | 186 | 186 |
| 保証期間 | 2 | 2 | 2 |

適合範囲



価格

- サファリ900SP
 - 両耳 ¥600,000
 - 片耳 ¥300,000
- サファリ600SP
 - 両耳 ¥420,000
 - 片耳 ¥210,000
- サファリ300SP
 - 両耳 ¥260,000
 - 片耳 ¥130,000

※ 価格は非課税です。
 認証番号 221AABZX00182000

コネクタライン (ワイヤレスシステム)

オプションのストリーマーを使うことで Bluetooth® (ブルートゥース) 搭載の携帯電話をはじめ、携帯型オーディオプレーヤーやゲーム機、PC などとワイヤレスで接続し直接補聴器から音を楽しむことができます。また、コネクタライン・アダプターを併用すると TV や家庭用電話機でタイムラグなくよりクリアな音声を聞くことができます。



- ストリーマー
¥45,000(税込)
- テレビアダプター
¥30,000(税込)
- 電話アダプター
¥30,000(税込)

FM 補聴システム アミーゴ

お子様のことばの発達には多くのことばを常に聞かせることが必要です。アミーゴは音声をFM電波によって直接補聴器に伝えるシステムです。ご家庭では家族の声、学校では先生の声を離れていても、騒々しい場所でも、まるで耳元で話しかけるように届けます。学校での勉強が、より集中できるようになります



*シルバー以外のカラーはお取り寄せになります。



サファリSPのカラーバリエーション



オーティケア・バッグ

オーティコンでは、補聴器をご購入いただいた小学生以下のお子様には、ケアバッグを差し上げています。ケアバッグの中には、サファリシールや絵本、補聴器のお手入れ道具など様々なお子様向けアイテムや保護者の方向けの難聴に関する本などが入っています。お子様が楽しく補聴器と長くつきあっていけるように工夫されたかわいいたデザインのケアバッグです。

(内容は予告なしに変更される場合があります)



oticon オーティコン株式会社

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X10013

医療機器製造業許可番号:14BZ200105

- 本社:〒212-0013
神奈川県川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館16F
電話:044-543-0615(代) ファクス:044-543-0616

ホームページ: www.oticon-jpn.jp

オーティコン補聴器のご相談・ご用命は

※ 補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログの内容は2010年12月現在のものです。